

# RECOVERY HANDLE" MK2 - SPIRITUS SYSTEMS RECOVERY HANDLE MK 2 - RANGER GREEN

[Home](#)

¡Mango de Recuperación™ Mk2! El Mango de Recuperación™ Mk2 establece el estándar para la evacuación de emergencia de heridos y recuperación en entornos no permisivos. Estamos orgullosos de haber colaborado con el Centro de Recursos de Acción Directa para realizar su visión de larga data y diseño innovador. El sistema proporciona un método confiable y repetible para arrastrar a un herido fuera del "X" o lejos del objetivo. A diferencia de otros sistemas de mango de arrastre, transfiere la fuerza de la evacuación a las caderas del herido. Esto evita que el portaplacas les golpee en la cara o les corte la vía aérea. Debido a que la correa se despliega a una mayor longitud, permite que el operador que realiza la evacuación se mantenga erguido, lo que previene la fatiga y ayuda a mantener la conciencia situacional. El Mango de Recuperación™ se monta directamente en la bolsa trasera LV/119 o en tu chaleco compatible con MOLLE y se puede desplegar en segundos con un rápido tirón del mango. El Mango de Recuperación™ Mk2 retiene internamente el exceso de cinta que normalmente se metería en tus lazos MOLLE, dándote una solución limpia y sin enganches. El sistema se puede volver a empaquetar fácilmente, lo que lo hace ideal para restablecer el mango mientras realizas múltiples iteraciones de entrenamiento. El Mango de Recuperación™ Mk2 ahora cuenta con refuerzos removibles de Tegrís® con broches direccionales que se desbloquearán cuando se use suficiente fuerza durante el despliegue. Esto asegura que el Mango de Recuperación™ Mk2 se despliegue de manera confiable desde la bolsa trasera en un individuo incapacitado cada vez.



## Atributos

- Nombre: SPIRITUS SYSTEMS RECOVERY HANDLE MK 2 - RANGER GREEN
- Fabricante: SPIRITUS SYSTEMS
- N.º de producto: 430101699
- N.º fabr.: AC-RH-RG-02
- Color: Ranger Green
- Peso de entrega: 0.127kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 178mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Mango de Recuperación™ Mk2](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Mango de Recuperación™ Mk2

## Introducción

Gracias por elegir el Mango de Recuperación™ Mk2 de SPIRITUS SYSTEMS. Este producto ha sido diseñado para facilitar la evacuación de emergencia de heridos en entornos no permisivos. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar la eficacia y seguridad del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Este producto es para uso exclusivo en situaciones de emergencia y no debe utilizarse para ningún otro propósito.
- Asegúrate de que el Mango de Recuperación™ Mk2 esté siempre en buenas condiciones antes de cada uso. Inspecciona el equipo en busca de daños visibles.
- Mantén el Mango de Recuperación™ Mk2 fuera del alcance de niños y personas vulnerables que no estén capacitadas para su uso.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso, detente inmediatamente y revisa las instrucciones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita lesiones:** Al utilizar el Mango de Recuperación™, asegúrate de que el herido esté en una posición segura y estable antes de intentar arrastrarlo.
- **Uso de la correa:** Asegúrate de que la correa esté completamente desplegada y libre de obstrucciones para evitar que se enrede durante el uso.
- **Transferencia de fuerza:** Al arrastrar, asegúrate de que la fuerza se transfiera correctamente a las caderas del herido, evitando el contacto con la cara o la vía aérea.
- **Mantén la postura erguida:** Durante la evacuación, mantente erguido para prevenir la fatiga y mantener la conciencia situacional.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Montaje:** El Mango de Recuperación™ Mk2 se puede montar en la bolsa trasera LV/119 o en cualquier chaleco compatible con MOLLE.
2. **Ajuste:** Asegúrate de que el Mango de Recuperación™ esté firmemente asegurado en su lugar.
3. **Verificación:** Antes de usar, verifica que el mango esté correctamente montado y que no haya partes sueltas.

### Uso

1. **Despliegue:** Para desplegar el Mango de Recuperación™, tira rápidamente del mango. Esto liberará la correa de su almacenamiento interno.
2. **Colocación:** Coloca la correa alrededor de las caderas del herido, asegurándote de que esté bien ajustada.
3. **Evacuación:** Comienza a arrastrar al herido, utilizando la fuerza de tus caderas y piernas para mantener una postura erguida y evitar lesiones en tu espalda.
4. **Reempaquetado:** Después de usar, el Mango de Recuperación™ Mk2 se puede volver a empaquetar fácilmente. Asegúrate de que no haya cintas sueltas que puedan engancharse.

## Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del Mango de Recuperación™, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si el producto está dañado o no se puede reutilizar, considera reciclar los materiales si es posible.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte adicional, busca un punto de contacto en la UE que pueda asistirte con cualquier pregunta relacionada con el producto.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás son lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del Mango de Recuperación™ Mk2.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)